

AATCC 3D SMOOTHNESS APPEARANCE REPLICAS

Function: Fabrics after home Laundering

Standard: AATCC 124, AATCC 143, UNI EN ISO 15487, ISO 7768, M&S P91, M&S P134, M&S P134A, NEXT 24, NEXT 30, NEXT 30A



Set of 6 plastic replicas used to visually evaluate the smoothness of fabrics after laundering.

Use 3D smoothness appearance replicas to evaluate specimens tested according to AATCC TM124, smoothness appearance of fabrics after home laundering and TM143, Appearance of apparel & other textile end products after home laundering.

Replace every 3 years
Storage case included.

REPLICHE DELL'ASPETTO DELLA LEVIGATEZZA 3D AATCC

Set di 6 repliche in plastica utilizzate per valutare visivamente la levigatezza dei tessuti dopo il lavaggio.

Utilizzare repliche 3D per valutare l'aspetto della levigatezza dei campioni di tessuto testati secondo AATCC124 (TM124) dopo il lavaggio domestico e TM143, l'aspetto dell'abbigliamento e altri prodotti tessili finali dopo il lavaggio domestico.

Sostituire ogni 3 anni

Viene fornito con custodia.

AATCC 3D CREASE REPLICAS

Function: Evaluate specimens tested crease Replicas of fabrics

Standard: AATCC 88C, AATCC 143, UNI EN ISO 15487, ISO 7768, M&S P134, M&S P134A



Set of 5 plastic replicas representing crease appearance with five being the most and one being the least crease retention after laundering.

Three-Dimensional Crease Replicas are used to evaluate fabrics that have been tested according to AATCC TM88C, Crease Retention in Fabrics after Home Laundering or TM143, Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Home Laundering.

Replace every 3 years
Storage case included.

AATCC 3D RITENZIONE PIEGA REPLICHE

Set di 5 repliche in plastica che rappresentano l'aspetto della piega, di cui cinque sono la maggior parte e una è la minima ritenzione di piega dopo il lavaggio.

Le repliche delle pieghe tridimensionali utilizzate per valutare i tessuti testati secondo AATCC TM88C, Ritenzione della piega nei tessuti dopo il lavaggio domestico o TM143, l'aspetto dell'abbigliamento e altri prodotti tessili finali dopo il lavaggio domestico.

Sostituire ogni 3 anni

Viene fornito con custodia.

AATCC 3D WRINKLE RECOVERY REPLICAS

Function: Evaluate specimens tested wrinkle recovery of fabrics

Standard: AATCC TM128



Set of 5 wrinkle recovery replicas to evaluate specimens tested according to AATCC TM128, wrinkle recovery of fabrics: appearance method.
Replace every 3 years
Storage case included.

REPLICHE PER IL RECUPERO DELLE RUGHE 3D AATCC

Set di 5 repliche Utilizzare Wrinkle Recovery Replicas per valutare i campioni testati secondo il metodo di prova AATCC 128, Wrinkle Recovery of Fabrics: Appearance Method.

Sostituire ogni 3 anni.

Viene fornito con custodia.

